

# HOCLEAN

L'appareil de production de solution désinfectante.



■ ■ Fabriqué en France par Oxy'Pharm selon la norme ISO 13485.

Les appareils **Hoclean** et **Hoclean+** sont des machines compactes qui produisent en 11 minutes une solution désinfectante à base d'acide hypochloreux.

Biodégradable, non corrosive et sans résidus, cette solution assure une désinfection sûre et respectueuse de l'environnement. Elle s'utilise aussi bien sur les surfaces, les sols, qu'en trempage pour éliminer virus, bactéries, levures, moisissures et spores.



## FACILE D'UTILISATION

Production rapide et intuitive de solution prête à l'emploi par un simple bouton en 11 minutes.



## ÉCONOMIQUE & ÉCORESPONSABLE

Génération extemporanée de la solution, sans transport ni stockage de produits chimiques concentrés. Solution biodégradable, sans résidus.



## POLYVALENT

Utilisable sur les surfaces, les sols et en trempage. Convient à de nombreux environnements : santé, agroalimentaire, industrie, collectivités.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	HOCLEAN	HOCLEAN+
Capacité du vase	350 ml	2 L
Dimensions	En cm	En cm
- Hauteur	- 17,3	- 29,8
- Largeur	- 9,2	- 19,7
- Profondeur	- 10,2	- 15,9
Poids à vide	427 g	770 g
Conditions de stockage		
- Température	0 °C à 70 °C	
- Hygrométrie	10 % à 95 %	
Pression atmosphérique	800 à 1060 hPa	
Puissance	15 W	80 W
Intensité nominale	1,5 A	2 A

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Avant toute utilisation, lire toutes les informations concernant le produit. La notice d'utilisation est disponible sur demande par email : [info@oxypharm.net](mailto:info@oxypharm.net)

- Usage strictement professionnel.
- Ne pas inhaler la solution lors de la préparation.
- Utiliser uniquement avec les concentrés Hoclean.
- Ne pas modifier l'appareil.

## RÉFÉRENCES

APPAREIL	RÉFÉRENCE
Hoclean	8600.200
Hoclean+	8600.205