



BV Cert. 6255063

KIT SP MINI

Le dispositif ultra-compact et maniable pour un bio-nettoyage vapeur ciblé ou occasionnel.



■ ■ ■ Fabriqu  en France par Sanivap selon la norme ISO 13485.

Le **Kit SP MINI** assure le bio-nettoyage des surfaces : sols, murs, plafonds, mobilier...
La qualit  constante de la vapeur du **Kit SP MINI**  vite le r -encrassement des surfaces et assure un r sultat de propret  et de d sinfection optimal : bact ricide, levuricide, fongicide, virucide. Compatible avec une gamme  tendue d'accessoires. Ergonomique et maniable, son utilisation est adapt e aux protocoles d'entretien professionnels qui n cessitent une prise en charge rapide.



FACILIT  D'UTILISATION

Dispositif  quip  d'un clavier de contr le et d'une molette de r glage des diff rentes plages afin de faciliter son utilisation.



 CONOMIE

Sans utilisation de produits chimiques la consommation d'eau et le temps pass  sont r duits.



 COLOGIE

Imm diatement 100% bio d gradable et sans aucun rejet polluant.



FIABILIT  ET PERFORMANCE

Utilisation professionnelle intensive, autonomie jusqu'  8 heures par jour et remplissage en continu possible.



EFFICACIT  BIOCIDES ET QUALIT  VAPEUR

Vapeur   haute temp rature, sous pression et d sinfectante avec contr le permanent des param tres.

CARACT RISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (L x l x H cm)	38,4 x 52 x 38 cm
Longueur (cm)	
- Gaine vapeur	2 m
- Câble �lectrique n�opr�ne	10 m
Poids � vide	14 kg
Colisage	
- Dimensions (L x l x H cm)	70 x 55 x 46 cm
- Poids	18 kg
Chaudi�re	
- Volume total	1,6 L
- Mati�re / qualit�	Inox 316 L
- Pression	5,5 bars
- Temp�rature chaudi�re	155�C
- Temp�rature sortie accessoires	97�C
- Dispositif auto-remplissage	oui
- D�bit vapeur	0 � 65 g/min
Puissance �lectrique	
- Alimentation	230V - 50 Hz
- Chaudi�re	2400 W
- Puissance totale absorb�e	2500W
- Thermoplongeur, d�montable et anticorrosion	oui
Capacit� du r�servoir d'eau	2 L
Filtre sortie vapeur	oui
Indice de protection �lectrique	IP 23
Norme d'efficacit� de d�sinfection	NF T72-110
Norme machine	NF S98-120 (en cours de validation)

R F RENCE

APPAREIL	R�F�RENCE
Kit SP MINI	SPMINIKIT

LE PROCESSUS DE BIO-NETTOYAGE

1. PRÉPARATION

Préparation du Kit SP MINI et vérifications (niveau d'eau, propreté des accessoires, branchements, purge...).

2. ACTION VAPEUR

La vapeur agit en tant que tensioactif et met en suspension les salissures présentes sur les surfaces. Le contrôle permanent des paramètres de la vapeur par l'appareil assure son efficacité.

3. ACTION MÉCANIQUE

Lors du déplacement de la microfibre, cette dernière capte les salissures.

4. ACTION CHALEUR

La haute température détruit les bactéries et autres germes.

5. PHASE DE SÉCHAGE

La chaleur résiduelle est restituée et le support devient immédiatement sec, limitant le risque, évitant ainsi le développement de germes.



PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Avant toute utilisation, lire toutes les informations concernant le produit. La notice d'utilisation est disponible sur demande par email : info@sanivap.fr

CONTENU DU KIT SP MINI



SPMINI
Générateur vapeur

Notre générateur vapeur 2500W.



SP200
Buse soudée

Pour les zones étroites et difficiles d'accès.



SP240
Support microfibre

Pour les petites surfaces hautes et planes.



SP252
Balai MOP pliable

Pour les sols, murs et plafonds.



MV345 (10/sachet)

Bonnets microfibre double épaisseurs pour la désinfection des petites surfaces hautes et planes.



MV450 (10/sachet)

Microfibre en velcro pour la désinfection des surfaces larges et planes.



SN1320
Clé de vidange

Facilite la vidange de l'appareil (à effectuer toutes les 20 heures de chauffe).



SP34
Kit joints

Pour l'entretien des joints de l'appareil (à effectuer une fois par an).